

## PILNA NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

### Analizatory ORTHO VISION® i ORTHO VISION® Max Błąd pipetowania w wersjach oprogramowania 5.12.8 i 5.13.0

Proszę wypełnić i odesłać faksem lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego pliku pdf, najpóźniej do:

**20.01.2021**

Wysłać

do: Edyta Dąbrowska

Adres

e-mail: [regulatory\\_pl@pl.diasorin.com](mailto:regulatory_pl@pl.diasorin.com)

Fax: 22 223 62 61

## Nazwisko i adres

Prosimy o weryfikację nazwiska i adresu do korespondencji:

Proszę wypełnić w przypadku zmian

Placówka/  
Kontakt:

Adres:

Miasto:

Woj.:

Kod pocztowy:

Telefon:

Fax:

e-mail:

## Proszę potwierdzić

Otrzymaliśmy pilną notatkę bezpieczeństwa (Ref. CL2020-275\_EU) dotyczącą możliwości wstąpienia błędu w oprogramowaniu analizatorów ORTHO VISION/ORTHO VISION Max, mogącego powodować pęknięcie pipety w fiolce z odczynnikiem po aktywacji ramienia pipety (PIPA) z trybu czuwania i zapoznaliśmy się z jej treścią.

Będziemy postępować zgodnie z zawartymi w notatce instrukcjami mającymi zapobiec nieprawidłowości oraz dotyczącymi czynności, które należy wykonać w przypadku wystąpienia błędu.

Nazwisko  
drukiem:

Nr tel.:

Uwagi:

Podpis:

Wymagany  
Stanowi potwierdzenie  
otrzymania informacji i  
zapoznania się z nią